





# Mada Reguladores para Terapia de Oxígeno



## Características:

- Cuerpo del regulador de bronce sólido.
- Flujo fácil de ajustar.
- Inspeccionado individualmente.
- Precio económico.
- Diseñado para cuidado en el hogar/Hospital.
- Piston garantizado por vida.
- Cinco años de garantía en el resto del regulador.
- Filtro de seguridad.
- Manómetro de 1 1/2" de diámetro.
- Cuerpo de bronce cromado.
- Exacto a + 10%.
- Fabricado en los Estados Unidos.
- 41 años de provada confianza.



**MADA, INC.**

NACIONAL/INTERNACIONAL  
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072  
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

Para Ordenar visite Nuestra Red:  
[www.madamedical.com](http://www.madamedical.com)  
O Llame al: **201-460-0454**

# Guía de Regulador *Mada*

## Reguladores de Flujo Ajustable para Oxígeno (Estilo manómetro y flujómetro)

PRODUCTO NRO.	FLUJO	INDICADOR DE FLUJO	CONEXION DE ENTRADA	TIPO DE SALIDA
1309A	2 - 8 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	Sistema de válvula Mada	Lengüeta
1309A-1	1/16 - 1 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	Sistema de válvula Mada	Lengüeta
1309A-5	1/2 - 5 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	Sistema de válvula Mada	Lengüeta
1309A-15	2 - 15 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	Sistema de válvula Mada	Lengüeta
1333	2 - 8 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-540, Cilindros Grandes	Macho Tipo DISS
1333-1	1/16 - 1 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-540, Cilindros Grandes	Macho Tipo DISS
1333-5	1/2 - 5 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-540, Cilindros Grandes	Macho Tipo DISS
1333-15	2 - 15 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-540, Cilindros Grandes	Macho Tipo DISS
1333HT	2 - 8 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-540, Llave Manual	Macho Tipo DISS
1333HT-15	2 - 15 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-540, Llave Manual	Macho Tipo DISS
1335	2 - 8 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño	Macho Tipo DISS
1335-1	1/16 - 1 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño	Macho Tipo DISS
1335-5	1/2 - 5 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño	Macho Tipo DISS
1335-15	2 - 15 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño	Macho Tipo DISS
1358	1/2 - 8 LPM	Flujómetro	CGA-540, Cilindros Grandes	Macho Tipo DISS
1358-1	1/10 - 1 LPM	Flujómetro	CGA-540, Cilindros Grandes	Macho Tipo DISS
1358-15	1 - 15 LPM	Flujómetro	CGA-540, Cilindros Grandes	Macho Tipo DISS
1359	1/2 - 8 LPM	Flujómetro	CGA-870, Cilindros Pequeño	Macho Tipo DISS
1359-1	1/10 - 1 LPM	Flujómetro	CGA-870, Cilindros Pequeño	Macho Tipo DISS
1359-15	1 - 15 LPM	Flujómetro	CGA-870, Cilindros Pequeño	Macho Tipo DISS
1443	2 - 8 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño, sin manómetro de PSI	Lengüeta
1443-5	1/2 - 5 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño, sin manómetro de PSI	Lengüeta
1443-15	2 - 15 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño, sin manómetro de PSI	Lengüeta
1443-S	2 - 8 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño, sin manómetro de PSI	Macho Tipo DISS
1443S-15	2 - 15 LPM	Manómetro Tipo Bourdon	CGA-870, Cilindros Pequeño, sin manómetro de PSI presion	Macho Tipo DISS

## Reguladores para Oxígeno con Flujo Fijo

PRODUCTO NRO.	FLUJO	INDICADOR DE FLUJO	CONEXION DE ENTRADA	TIPO DE SALIDA
1308A	6 LPM Avg.	Fijo	Sistema de Válvula Mada	Lengüeta
1441	6 LPM Avg.	Fijo	CGA-870, Cilindros Pequeños	Lengüeta
1442	6 LPM Avg.	Fijo	CGA-870, Cilindros Pequeños, sin manómetro de PSI presion	Lengüeta

## Reguladores de Alto Flujo (50 PSI)

PRODUCTO NRO.	CONEXION DE ENTRADA	NRO. DE SALIDA	FLUJO	TIPO DE SALIDA
1633-1	CGA-540	1	Min. 180 LPM	Macho Tipo DISS
1633-2	CGA-540	2	Min. 180 LPM	Macho Tipo DISS
1635-1	CGA-870	1	Min. 180 LPM	Macho Tipo DISS
1635-2	CGA-870	2	Min. 180 LPM	Macho Tipo DISS

## Reguladores de Aire (50 PSI)

PRODUCTO NRO.	FLUJO	CONEXION
1358-15A	1 - 15 LPM	CGA-346, para Cilindros Grandes
1359-15A	1 - 15 LPM	CGA-950, para Cilindros Pequeños
1359A	1/4 - 8 LPM	CGA-950, para Cilindros Pequeños
1633-1A	180 LPM	CGA-346 Tuerca, para Cilindros Grandes
1635-1A	180 LPM	CGA-950 Yugo, para Cilindros Pequeños



**MADA, INC.**

NACIONAL/INTERNACIONAL  
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072  
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

Para Ordenar visite Nuestra Red:  
[www.madamedical.com](http://www.madamedical.com)

O Llame al: **201-460-0454**

## Reguladores de Oxido Nitroso (50 PSI)

PRODUCTO NRO.	PRESION	CONEXION DE ENTRADA
2633-1	50 PSI	CGA-326 Tuerca, para Cilindros Grandes
2635-1	50 PSI	CGA-910 Yugo, para Cilindros Pequeños