

MadaJet XL

para uso en Podología (Podiatria)

Inyector sin Agujas para Asegurar el Bienestar del Paciente



La
Nueva Generación
Porque los Pacientes
Odian las Agujas

El MadaJet XL para uso en podología, ha sido diseñado y fabricado específicamente por MEC (Mada Equipment Co.) para el cuidado quirúrgico y médico del pie.

- Fácil de usar y virtualmente sin dolor, en comparación con las agujas.
- Proporciona anestesia instantánea local o regional de bloqueo para la mayoría de los procedimientos de podología.
- Disminuye el trauma de los tejidos y facilita las suturas ya que no hay distensión de los tejidos alrededor del sitio de la inyección.
- Provee adecuada anestesia para la inserción profunda de la aguja.
- Tiene puntas (Extenda Tips®) removibles para una fácil esterilización entre pacientes.
- Puede usarse con anestésicos, esteroides u otros medicamentos.
- Reduce el miedo asociado con las agujas e inyecciones de jeringuinas tradicionales.
- Se puede usar con pacientes de todas las edades.
- Viene con un año de garantía.



MADA, INC.

NACIONAL/INTERNACIONAL
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509

Para Ordenar visite Nuestra Red:
www.madamedical.com
O Llame al: **201-460-0454**

Especificaciones:

La profunda penetración de 4-4.5mm debajo del epitelio hace una marca de 5-6mm de diámetro.

Ofrece un volumen consistente de 0.1cc por inyección intradérmica.

Permite aproximadamente 38 inyecciones en una sola carga (hasta 4.9cc).

Se puede esterilizar en autoclave o use su proceso de esterilización usual.
NO UTILICE CALOR SECO.



El paquete Nro. 501 Contiene:

Un MadaJet XL para uso podomoiológico con dos Puntas (Extenda Tips®) de 3/4" (19.05mm), un soporte, una llave para tuercas, estiletes, dos receptáculos de cristal Pyrex adicionales, un estuche para guardar todas las piezas y MadaCide-FD Desinfectante/Limpiador.

Existe una Presentación Técnica que le ofrece información adicional. La misma es gratis y la suministramos con solo solicitarla.

Aplicaciones:

Anestesia local para el tratamiento de las uñas enterradas. Provee anestesia adecuada en segundos para remover fácilmente los tejidos esclerosos así como tratamientos más profundos para extraer las uñas enterradas.

Se puede hacer un bloqueo completo para la extracción de las uñas enterradas sin necesidad de inserción profunda con aguja.

Provee anestesia local para remover quirúrgicamente las verrugas plantares por curetaje o usando un instrumento que corta un segmento del tejido.

Excelente para inyectar medicamentos como soluciones escleróticas, esteroides, vitamina B-12 etc. directamente en las lesiones.

Excelente para ser usado en biopsias, incisiones y drenajes y para suturas de emergencia, ya que los tejidos alrededor del lugar donde se aplica la inyección no se distienden o inflaman.

Para tratamientos dermatológicos como queloides, eczemas, psoriasis, dermatitis por contacto, dermatitis infecciosa y para remover el liquen plano o el liquen simple.

También para osteoartritis, sinovitis, fascitis plantar y neuralgia de Morton.